

toise en bois murale

REF 44 445 00



Chiffre tous les 5 cm.
Figure every 5 cm.



toise murale en bois	wooden height gauge wall model	Hölzernes Größenmes- sungs-Wandmo- dell	houten lengteme- ter wandmodel	tallímetro de pared de madera	craveira de parede em madeira	misuratore altezza in legno da parete

toise en bois sur socle

REF 44 446 00



Chiffre tous les 5 cm.
Figure every 5 cm.




toise en bois sur socle	wooden height gauge stand model	Hölzernes Größenmes- sungs-Standmo- dell	houten lengteme- ter standmodel	tallímetro de madera	craveira com platforma em madeira	misuratore altezza in legno a supporto

toise bébé en bois

- REF 44 447 00 ①
- REF 44 447 41 ②
- REF 44 447 42 ③
- REF 44 447 44 ④
- REF 44 447 46 ⑤




Chiffre tous les 5 cm.
Figure every 5 cm.



toise bébé en bois	wooden height gauge for baby	Hölzernes Größenmessgerät für Babys	houten lengtemeter voor babies	tallímetro de madera para bebés	craveira em madeira para bebé	misuratore altezza in legno per neonati

toise bébé en aluminium


REF 44 447 80



toise bébé en aluminium	aluminium height gauge for baby	Aluminium Größenmessgerät für Babys	lengtemeter in aluminium voor babies	tallímetro de aluminio para bebés	craveira de alumínio para bebé	misuratore altezza in alluminio per neonati

microtoise

REF 44 444 00



Fixation murale.
Wall fastening.



microtoise	height gauge	Größenmesser	lengtemeter	tallímetro	craveira de parede retráctil	misuratore altezza

toise aluminium murale

REF 44 445 20



toise aluminium murale	aluminium height gauge wall model	Aluminium Größenmessgerät-Wandmodell	lengtemeter in aluminium wandmodel	tallímetro de pared de aluminio	craveira de alumínio modelo de parede	misuratore altezza in alluminio da parete

toise aluminium murale électronique

REF 44 448 20



toise aluminium murale électronique	electronic aluminium height gauge wall model	elektronisches Aluminium Größenmessgerät-Wandmodell	elektronische, lengtemeter in aluminium wandmodel	tallímetro electrónico de pared de aluminio	craveira eletrónica de alumínio modelo de parede	régua eletrónica de alumínio modelo de parede

pèse personne

REF 45 615 46



pèse personne	scale	Waage	weegschaal	báscula	balança	bilancia

pèse personne professionnel

REF 45 616 30



pèse personne professionnel	professional scale	Professionelle Waage	professionele weegschaal	báscula Professional	balança professional	Bilancia professionale

pèse personne

REF 45 610 46



pèse personne	scale	Waage	weegschaal	báscula	balança	bilancia

pèse personne électronique parlant

REF 45 725 45



Plateau en verre.
Affichage LCD de 2,6 cm de haut.
Langue disponible : français et allemand.

*Electronic speaking glass scale.
26 mm height LCD display.
Voice function in French and in German.*



pèse personne parlant	speaking scale	Sprechende Waage	pratende weegschaal	báscula con voz	balança falante	bilancia parlante

pèse personne LCD

REF 45 724 45



Affichage XXL : 95 x 55 mm.
Plateau en verre.

*XXL display : 95 x 55 mm.
Glass Scale.*



pèse personne	scale	Waage	weegschaal	báscula	balança	bilancia

pèse personne LCD

REF 45 723 46



pèse personne	scale	Waage	weegschaal	báscula	balança	bilancia

impédancemètre

REF 45 800 00



**NOUVEAU
MODÈLE**



Pour peser et mesurer le taux de graisse corporelle, le taux de masse hydrique, la masse musculaire et osseuse. Mémoire pour 1 à 10 personnes.

To weigh and measure body fat rate hydric mass rate, muscle and bones mass. Memory for 1 to 10 people.



impédancemètre	impedancemeter	Impedanzmesser	impedantiemeter	impedanciómetro	impedanciómetro	impedanzometro

pèse bébé "Babycomed"

REF 45 730 55 ①

REF 45 730 55M ②




Affichage LCD.
LCD display.



①	pèse bébé "Babycomed"	"Babycomed" scale	Babywaage "Babycomed"	babyweegschaal "Babycomed"	báscula de bebé "Babycomed"	balança "Babycomed"	balancia "Babycomed"
②	mallette pour "Babycomed"	"Babycomed" scale case	Koffer für "Babycomed"	opbergtas Babyweegschaal "Babycomed"	maleta para báscula "Babycomed"	maleta para "Babycomed"	custodia per "Babycomed"

mètre ruban

REF 44 447 10



mètre ruban	tape measure	Messband	meetband	cinta métrica	fita métrica	misuratore a nastro

ruban périmétrique

REF 44 444 50




ruban périmétrique	obesity tape	Adipositas-Messband	omtrekmeter	cinta métrica para medir la obesidad	fita perimétrica	nastro misura obesità

Enroulement automatique.
Automatic winding up.

ruban BMI

REF 44 444 60




ruban BMI	BMI calculator	BMI Kalkulator	BMI-calculator	calcalador de IMC	calcalador de ÎMC	calcolatore IMC

Pour calculer l'indice de masse corporelle (IMC).
To calculate the body mass index (BMI).

goniomètre

REF 44 900 10



En plastique. Pour mesurer les angles du corps.
Made of plastic. To measure body angles.

goniomètre	goniometer	Goniometer	goniometer	goniómetro	goniómetro	goniometro

dynamomètre de "Collin"

REF 44 900 00 ①



dynamomètre de "Collin" adulte	"Collin" dynamometer adult	"Collin" Dynamometer Erwachsene	dynamometer "Collin" vollwassene	dinamómetro de "Collin" adulto	dinamómetro de "Collin"adulto	dinamometro di "Collin"per adulti

pince à plis cutanés

REF 44 444 80



Pour mesurer le pourcentage de tissu adipeux sous-cutané.
Méthode de Jackson et Pollock.
Lecture digitale.

Fat gauge. Digital display.
To measure the percentage of subcutaneous fat.
Jackson and Pollock method.

pince à plis cutanés	fat gauge	Fettmesser	vetmeter	plicómetro	pinça de pregas cutâneas	misuratore per grasso

thermomètre au gallium

REF 68 000 85

35 - 42°C



Pour adultes et enfants à partir de 3 ans.
Livré avec étui.

For adults and children from about 3 years.
With plastic case.



thermomètre au gallium	gallium thermometer	Gallium-Thermometer	thermometer met gallium	termómetro de galio	termómetro de gálio	termometro gallium

thermomètre "Digicomed"

REF 68 000 80

32 - 42,9°C



Étanche. Livré avec un étui.

Waterproof. With a plastic case.




thermomètre "Digicomed"	"Digicomed" thermometer	"Digicomed" Thermometer	thermometer "Digicomed"	termómetro Digicomed	termómetro "Digicomed"	termometro digitale "Digicomed"

thermomètre digital hypothermique

REF 68 000 81

28 - 43,9°C



thermomètre médical digital	medical digital thermometer	Medizinisches Digital-Thermometer	medische digitale thermometer	termómetro digital médico	termómetro digital médico	termometro digitale medicale

protège thermomètre

REF 68 000 80T



Non lubrifié.
Compatible avec thermomètre références
68 000 80, 68 000 81, 68 000 82, 68 000 85 et 68 000 95.

No lubricated probe cover for thermometer.
Compatible with references
68 000 80, 68 000 81, 68 000 82, 68 000 85 and 68 000 95.

2

protège thermomètre	probe cover	Sensorenschutz	beschermer voor uiteinde thermometer	cubresondas	protetor de termómetro	copertura per sonda

thermomètre "Bigflexcomed"

REF 68 000 83



Large écran LCD : 23,5 x 15,5 mm.
Étanche.
Flexible.

1 GARANTIE WARRANTY

~~Waterproof~~
Bigflexcomed thermometer.
Large LCD screen : 23,5 x 15,5 mm.
Waterproof.
Flexible.

CE

thermomètre "Bigflexcomed"	"Bigflexcomed" thermometer	"Bigflexcomed" Thermometer	thermometer "Bigflexcomed"	termómetro flexible grande "Bigflexcomed"	termómetro "Bigflexcomed"	termometro "Bigflexcomed"

thermomètre flexible digital étanche

REF 68 000 82



CE

thermomètre digital flexible	flexible digital thermometer	flexibel digital Thermometer	flexibele digitale thermometer	termómetro digital flexibles	termómetro digital flexível	termometro digitale flessibile

thermomètre digital enfant étanche

REF 68 000 95



CE

thermomètre digital enfant	digital thermometer child	digital Thermometer Kind	digitale thermometer voor kinderen	termómetro digital niño	termómetro digital criança	termometro digitale per bambino

thermomètre auriculaire

REF 68 000 70 ①

REF 68 000 75T ②



CE

① thermomètre auriculaire	infrared ear thermometer	Infrarot-Ohr-Thermometer	infraroodoorthermometer	termómetro auricular de infrarrojos	termómetro infravermelhos de ouvido	termometro a infrarossi da orecchio
② embouts	disposable probe cover	Schützcape	wegwerpbeschermer	cupresondas desechables	protetor de sonda descartável	coprisonda monouso

thermomètre infrarouge

REF 68 000 50



Sans contact. Mémoire des 20 dernières mesures.
Distance de mesure : de 1 à 5 cm.
Prise de la mesure en 0,5 seconde. Ecran LCD.
Arrêt automatique après 10 secondes d'inutilisation.
Livré avec une pochette de transport.

Infrared thermometer. No contact.
Memorization of 20 last measurements.
Measuring distance : 1 to 5 cm. Response time : 0.5 second.
Automatic shut off after 10 seconds.
Supplied with a pouch.

CE

thermomètre infrarouge	infrared thermometer	Infrarot Thermometer	infraroodthermo- meter	termómetro infrarrojo	termómetro de infravermelhos	termometro a infrarossi