


Stérilisation & nettoyage

ruban de stérilisation

REF 46 900 55 = 19mm x 50m/ 160°C ①

REF 46 902 55 = 19mm x 55m/ 121-134°C ②



Vire au brun (autoclave) ou vert foncé (poupinel).

Turn to brown (steam) or dark green (dry heat).



	ruban de stérilisation	indicator tape	Sterilisations Indikator	indicator tape, sterilisatie	indicador de esterizaciòn	fita de esterilizaçào	indicatore di sterilizzazione
①	poupinel	dry heat	Heißluft	droge lucht	calor seco	calor seco	calore asciutto
②	autoclave	steam	Dampf	stoom	vapor	vapor	vapore

nettoyeur à ultra-sons "Minicoméd"

REF 46 702 00



Fréquence ultrasonique: 42 KHz
 Puissance ultrasonique: 35 W
 Programmation: 90 à 720 secondes
 Dimmension panier: 145 x 85 x 50 mm
 Dimension totale: 200 x 140 x 138 mm
 Poids: 1,1 kg

Ultrasonic frequency: 42 KHz
 Ultrasonic power: 35 W
 Time control: 90 - 720 seconds
 Tank size: 145 x 85 x 50 mm
 Overall size: 200 x 140 x 138 mm
 Weight: 1,1 kg

	nettoyeur à ultra-sons "Minicoméd"	"Minicoméd" ultrasound cleaner	"Minicoméd" Ultraschallreiniger	ultrasone schoon-maker "Minicoméd"	limpiador de ultrasonidos, "Minicoméd"	lavadora de ultra-sons "Minicoméd"	pulitore ad ultrasuoni "Minicoméd"

détergent pré-désinfectant pour dispositifs médicaux

REF 46 700 01

**NOUVEAUTÉ
NEW PRODUCT**



Efficacité prouvée sur biofilm de *Pseudomonas aeruginosa*.
Utilisable en bac à ultrasons.



détergent pré-désinfectant pour dispositifs médicaux	pre-disinfectant detergent for medical devices	Vordesinfektionsmittel für medizinische Geräte	pre-desinfecterend reinigingsmiddel voor medische hulpmiddelen	detergente pre-desinfectante para dispositivos médicos	detergente pré-desinfetante para dispositivos médicos	detergente pre-disinfettante per dispositivi medici

nettoyeur à ultra-sons avec chauffage

REF 46 705 25C = 3,2 L ①

REF 46 705 57C = 6,5L ②



①



Dimension de la cuve : 240x140x100 mm
Dimension totale : 270x170x240 mm
Programmation 1-99 min
Température : 0-80°C
Fréquence : 40 KHz
Puissance ultrasonique : 120 W
Puissance de chauffe : 100 W
Panier et couvercle inclus.

Tank size : 240x140x100 mm
Overall size : 270x170x240 mm
Time range : 1-99 min
Temperature : 0-80°C
Frequency : 40 KHz
Ultrasonic power : 120 W
Heating power : 100W



②



Dimension de la cuve : 300x155x150 mm
Dimension totale : 330x180x310 mm
Programmation 1-99 min
Température : 0-80°C
Fréquence : 40 KHz
Puissance ultrasonique : 180 W
Puissance de chauffe : 300 W
Panier et couvercle inclus.

Tank size : 300x155x150 mm
Overall size : 330x180x310 mm
Time range : 1-99 min
Temperature : 0-80°C
Frequency : 40 KHz
Ultrasonic power : 180 W
Heating power : 300W

nettoyeur à ultra-sons avec chauffage	ultrasound cleaner with heating	Ultraschallreiniger mit Heizung	ultrasone reiniger met verwarming	limpiador de ultrasonidos con calor	lavadora de ultrassons com aquecedor	pulitore ad ultrasuoni con riscaldatore

Stérilisation & nettoyage

boîte de stérilisation inox



REF C8 118 84 = 18 x 8 x 4 cm

REF C8 120 13 = 20 x 10 x 3 cm

REF C8 120 15 = 20 x 10 x 5 cm

REF C8 125 36 = 25 x 12 x 6 cm

REF C8 130 36 = 30 x 12 x 6 cm

						
boîte de stérilisation inox	sterilization box - stainless steel	Sterilisationsbox - Edelstahl	sterilisatiedoos - roestvrij staal	caja de esterilización de acero inoxidable	caixa de esteriliza- ção - aço inoxidável	cassetta per steri- lizzazione - acciaio inox

plateau inox



REF C8 217 11 = 17 x 11 x 2,5 cm

REF C8 220 13 = 20 x 13 x 2,5 cm

REF C8 222 15 = 22 x 15 x 3 cm

REF C8 228 18 = 28 x 18 x 3 cm

REF C8 230 21 = 30 x 21 x 4 cm

REF C8 235 26 = 35 x 26 x 4 cm

						
plateau en inox	instrument tray stainless steel	Instrumenten- schale - Edelstahl	instrumentenschaal uit roestvrij staal	bandeja de instrumental de acero inoxidable	tabuleiro de ins- trumentos em aço inoxidável	vassoio per stru- menti - acciaio inox

cupule inox



- REF C8 304 00** = ø 40 mm - 30 ml
- REF C8 306 00** = ø 60 mm - 60 ml
- REF C8 308 00** = ø 80 mm - 165 ml
- REF C8 310 00** = ø 100 mm - 310 ml
- REF C8 312 00** = ø 120 mm - 500 ml
- REF C8 316 00** = ø 160 mm - 1200 ml
- REF C8 320 00** = ø 200 mm - 1500 ml

Avec bec et fond plat.
With spout and flat bottom.



boîte à coton

REF C8 400 14



Ø 110 x 140 mm.

En inox.
Made of stainless steel.

