


pied à serum pliable "Medicafoot" + housse

REF 45 400 00 = ①

REF 45 400 01 = ②



Pour usage vétérinaire.
2 crochets inox. 3 tubes en aluminium ø 20 mm.
Pied pliable chromé. Dimension de ø 60 cm.
Plié : 56 cm, déplié : 176 cm.
Poids maximum de 1 kg par crochet.

2 stainless steel hooks. 3 aluminium tubes ø 20 mm.
Chromed folding foot of ø 60 cm.
Folded = 56 cm, unfolded = 176 cm.
Maximum weight = 1 kg / hook.



②

Housse en option.
Bag in option.

①	pied à serum pliable "Medicafoot"	"Medicafoot" folding infusion foot	"Medicafoot" faltbarer Infusionsständer	opvouwbare voet infuushouder "Medicafoot"	soporte de gotero plegable "Medicafoot"	pedestal de soro dobrável "Medicafoot"	piantana da flebo pieghevole "Medicafoot"
②	housse pour "Medicafoot"	bag for "Medicafoot"	Beutel für "Medicafoot"	opbergtas voor "Medicafoot"	bolsa para "Medicafoot"	saco para "Medicafoot"	sacca per "Medicafoot"

pince à tiques

REF 33 600 00




	pince à tiques	tick tweezer	Zeckenzange	tekenpincet	pinzas de precisión	pinça anti-carraça	pinzetta per zecche

pince césarienne mors caoutchouc

REF CV VF4 70 = ①

REF CV VF4 71 = ②



En inox.
Made of stainless steel.

à usage vétérinaire
for veterinary use

①	pince césarienne	young uterus faszange	Kaiserschnitt-Zange	jonge baarmoedertang	pinzas de cesárea	pinça de cesariana	pinza per cesareo
②	mors caoutchouc	rubber	Gummi	rubberen stang	goma	borrachas	gommino

porte-aiguille Gillies

REF CV BM2 99



En inox.
Made of stainless steel.

	porte-aiguilles Gillies	Gillies needle holder	Gillies Nadelhalter	naaldenhouder Gillies	soporte de aguja Gillies	porta-agulhas Gillies	reggi ago Gillies

lame de scie de profondeur

REF CV VC0 05



lame scie de profondeur	depth saw blade	Tiefensägeblatt	diepte zaagblad	hoja de sierra de profundidad	lâmina de serra de profundidad	profondità della lama

bande lisse tubulaire en latex

REF 42 900 70



70 cm x 2 cm x 2 mm.

Prix par paquet de 20 pcs.


Price per pack of 20 pcs.

bande lisse tubulaire	tubular latex tourniquet	Röhren-Latex Venenstauer	buisvormige stuwband uit latex	torniquetes tubulares de látex	garrote tubulares de látex	lacci in lattice tubolari

garrot "Garrovet"

REF 42 900 10 = ①

REF 42 900 11 = ②



① garrot "Garrovet"	"Garrovet" tourniquet	"Garrovet" Venenstauer	stuwband "Garrovet"	torniquete "Garrovet"	garrote "Garrovet"	laccio "Garrovet"
② bande de rechange	spare rubber	Ersatzgummi	reserveverband	banda de recambio	borracha sobresselente	gomma di scorta

dilatateur de pis

REF CV VC0 24



x 20

②

dilatateur de pis	udder dilator	Euter-Dilatator	uierdilator	dilatador de ubres	dilatador de tetas	dilatatore per mammella